

Dane aktualne na dzień: 30-10-2020 04:51

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/butla-tlenowa-aluminiowa-2-7l-p-107.html>



Butla tlenowa aluminiowa 2,7l

Cena brutto	620,00 zł
Cena netto	504,07 zł
Cena poprzednia	670,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2,7 l z zaworem

Max. ciśnienie napełniania wynosi 20 MPa = 200 barów.

Ciśnienie robocze wynosi 30 MPa = 300 bar.

Pojemność sprężonego tlenu: przy 200 barach – 540 litrów, przy 150 barach – 405 litrów

Spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1.