

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/defibrylator-aed-plus-zoll-futerał-p-292.html>



Defibrylator AED PLUS ZOLL + futerał

Cena brutto	5 999,00 zł
Cena netto	5 554,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Defibrylator ZOLL AED Plus jest wyposażony w przejrzysty i prosty interfejs, który jest łatwy w użyciu i zrozumieniu. Polecenia głosowe prowadzą osobę ratującą poszkodowanego przez cały proces — od umieszczenia elektrod, przez wykonanie defibrylacji, po RKO. Automatycznie analizuje stan pacjenta na podstawie zapisu EKG i podejmuje decyzję co do dalszego postępowania. .

Szczegółowy instruktaż krok po kroku!

Cechy produktu:

- **Komunikaty w języku polskim!**
- Intuicyjna obsługa
- Funkcja interaktywnej pomocy **RKO** (polecenia głosowe)
- Funkcja **RealCPRhelp** - kontrola poprawności wykonywania ucisków klatki piersiowej i natychmiastowa informacja zwrotna w postaci komunikatów głosowych wraz wizualizacją na wyświetlaczu.
- Automatyczne autotestowanie pomaga zapewnić stan gotowości urządzenia.
- Elektrody CPR-D padz® z czujnikiem głębokości ucisków o 5-letnim okresem trwałości
- Baterie litowe (LR 123) o żywotności 5 lat
- Wysoce odporny na działanie pyłu i wody - IP55
- Spełnia **wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji**

Dane techniczne:

- wymiary 13,3 x 24,1 x 29,2 (cm)
- wymiary wyświetlacza LCD 6,6 x 3,3 (cm)
- zasilanie 10 x bateria litowa LR123
- waga 3,1 kg

KOSZT WYMIANY CAŁEGO ZESTAWU BATERII WYNOSI ZALEDWIE 20% KOSZTÓW w porównaniu z defibrylatorami innych firm (10 baterii LR123 kosztuje około 100zł)

Zestaw zawiera:

- Defibrylator Zoll AED Plus
- Bateria - żywotność 5 lat
- Elektrony CPR-D z czujnikiem głębokości ucisków (5-letni okres trwałości)
- 5 lat gwarancji na defibrylator, z możliwością przedłużenie o kolejne 2 lata po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi