

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/deska-ortopedyczna-typu-wopr-kompletna-p-131.html>



Deska ortopedyczna typu WOPR - kompletna

Cena brutto	1 590,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 472,22 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Deska ortopedyczna typu WOPR:

służy do bezpiecznego transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych. Dodatnia pływalność deski sprawia, że można ją wykorzystywać w ratownictwie wodnym. Deska oferowana w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy i 4 pasami ratowniczymi.

Charakterystyka produktu:

- nośność 159 kg
- wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalna
- przepuszczalna dla promieni X, MRI, CT
- zwężenie końca
- dodatnia pływalność
- uchwyty transportowe umożliwiają wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach

Wymiary:

- długość: 184 cm
- szerokość: 45 cm
- wysokość: 5 cm
- waga: 7,5 kg

STABILIZATOR GŁOWY KLOCKOWY:

- uniwersalny system unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej
- składa się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących.
- wykorzystany materiał jest wodoodporny i łatwo zmywalny co znacznie ułatwia utrzymanie zestawu w czystości.
- produkt przepuszcza promienie X.
- do stosowania z deską ortopedyczną lub noszami.

Pasy do Deski Ortopedycznej (komplet 4 kolory)

- Komplet 4 stabilizujących pasów do deski ortopedycznej, noszy lub zbieraka.
- Pasy w czterech kolorach ułatwiają identyfikację pasów podczas zapinania
- Kolory: czerwony, pomarańczowy, niebieski i czarny
- Mocowane do deski za pomocą metalowych karabińczyków
- Dzięki zastosowaniu obrotowych karabińczyków, zapięcie i odpięcie pasów do deski także nie stanowi żadnego problemu
- Wytrzymałości nawet kilkuset kilogramów
- Długość minimalna 50 cm. maksymalna 170 cm.
- Szerokość 5 cm.