

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/kolnierz-ortopedyczny-stifneck-select-extrication-collar-regulowany-dla-doroslych-laerdal-p-15.html>



Kołnierz Ortopedyczny Stifneck Select Extrication Collar Regulowany dla Dorosłych Laerdal

Cena brutto **42,00 zł**

Cena netto **38,89 zł**

Opis produktu

Właściwości i cechy produktu:

Stifneck Select Extrication Collar jest bardzo prostym w obsłudze, regulowanym, jednoczęściowym kołnierzem ortopedycznym umożliwiającym skuteczne zabezpieczenie pacjenta z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego. Wszystko co należy zrobić, aby go poprawnie użyć to zmierzyć długość szyi pacjenta (instrukcja wytłoczona na tylnej części kołnierza), ustawić rozmiar, zablokować i założyć.

Właściwości kołnierzy Stifneck Select:

- proste i wygodne ustawianie jednego z 4 rozmiarów pozwala na skuteczne użycie kołnierza u wszystkich osób dorosłych
- specjalnie zaprojektowane zatrzaski pewnie utrzymują wybrany rozmiar
- prowadnice regulacji rozmiaru zapewniają symetryczność kołnierza
- instrukcja doboru rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową” (wytłoczona na części potylicznej) ułatwia dobre jego dopasowanie zanim zostanie zapięty ograniczając niepotrzebne poruszanie głową poszkodowanego
- duże otwory zarówno w części potylicznej jak i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta (np. w celu sprawdzenia tętna czy wykonania konikotomii)
- możliwość prześwietlania i badania metodą rezonansu magnetycznego
- pianka hipoalergiczna
- żadnych przylepców ani kleju - ulepszona konstrukcja by lepiej sprostać trudnym warunkom zewnętrznym
- Producent Laerdal