

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/maly-opatrunek-indywidualny-wodoszczelny-typu-w-jak-izraelski-p-75.html>



Mały opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W jak Izraelski

Cena brutto	15,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	13,89 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W, tzw. Wojskowy stosowany do opatrywania ran postrzałowych oraz tamowania ran z dużą ilością krwawienia.

- Opatrunek indywidualny typu W został wykonany z dwóch tamponów watowo-gazowych o wymiarze 13.5 x 10 cm oraz bandaża o wymiarach 10 cm x 4 m
- Wysoka chłonność tamponów umożliwia tamowanie obfitych krwawień.
- Nie wymaga dodatkowego opatrunku podtrzymującego, gdyż elastyczny bandaż umożliwia pewne przymocowanie opatrunku do miejsca zranienia.
- Konstrukcja opatrunku zapewnia opatrywanie ran postrzałowych na wylot oraz klutych klatki piersiowej.
- W przypadku konieczności opatrywania ran silnie krwawiących, po złożeniu dwóch tamponów można uzyskać podwójną zdolność chłonięcia.
- Opatrunek jest zapakowany w trwałe, foliowe opakowanie