

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/maska-anestetyczna-jednorazowa-roz-3-p-13.html>



Maska anestetyczna jednorazowa roz. 3

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	13,80 zł
Numer katalogowy	MAS-JEDNO-3

Opis produktu

Maska Jednorazowa nr 3

- Jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności.
- Przezroczystość masek umożliwia obserwowanie koloru skóry pacjenta.
- Maska w rozmiarze dla dzieci.