

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/maska-krtaniowa-lma-z-silikonowym-mankietem-roz5-p-140.html>



Maska Krtaniowa LMA z silikonowym mankietem roz.5

Cena brutto **28,90 zł**

Cena netto **26,76 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI MASKA KRTANIOWA LMA Z SILIKONOWYM MANKIETEM

Maska krtaniowa:

służy do udrażniania dróg oddechowych. Poprzez brak konieczności odginania głowy przy zakładaniu może być traktowana jako metoda z wyboru przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa szyjnego. Dzięki uszczelnieniu na poziomie krtani pozwala utworzyć ustno-gardłową drogę oddechową w istotnie mniej urazowy sposób niż rurka dotchawicza, stwarzając mniejsze opory przepływu gazu oraz wywołując znacznie słabszą odpowiedź hemodynamiczną organizmu. Wprowadzenie maski odbywa się łatwo i szybko bez laryngoskopu, a w większości przypadków nie jest konieczne zwiótczanie mięśni. Po wprowadzeniu maska krtaniowa zapewnia bezpieczniejszą kontrolę oddechu, niż maska twarzowa.

CECHY:

- przezroczyste
- wykonane z wysokiej jakości materiałów
- delikatny mankiet silikonowy o wzmocnionym końcu
- kształt i właściwości ułatwiające atraumatyczne wprowadzenie
- czytelne oznaczenia maski
- barwny kod rozmiarów
- uniwersalny łącznik 15 mm
- maska nr 5 - waga pacjenta od 70 do 100 kg