

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/mocne-krzeselko-transportowe-plachtowepokrowiec-zolte-p-211.html>



MOCNE KRZESEŁKO TRANSPORTOWE PŁACHTOWE+POKROWIEC ŻÓŁTE

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	77,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KRZESEŁKA-ŻÓŁTE

Opis produktu

SKŁADANE KRZESŁO TRANSPORTOWE PŁACHTOWE POLSKIEJ PRODUKCJI + TORBA DO TRANSPORTU

- WYKONANE Z BARDZO GRUBEGO MATERIAŁU POKRYTEGO POLICHLORKIEM WINYLU O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NA ROZCIĄGANIE I ROZRYWANIE

- System taśm i 4 wygodne uchwyty z gumowymi rączkami ze specjalnymi wzmocnieniami, które ułatwiają trzymanie noszy.

- Regulowane pasy zamykane na klamry zatrzaskowe do zabezpieczenia poszkodowanego

- W ZESTAWIE TORBA DO TRANSPORTU ZAMYKANA NA KLAMRY ZATRZASKOWE DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PRZYMOCOWAĆ JĄ NP. W KARETCE, DO PLECAKA itp. wym. ok. 52x2x22 cm

-ŁATWE DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

WYMIARY KRZESŁA:

WYSOKOŚĆ OK. - 49 CM

SZEROKOŚĆ OK. - 45 CM

GŁĘBOKOŚĆ OK. - 49 CM