
Dane aktualne na dzień: 13-04-2021 19:23

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/nozyczki-ratownicze-ze-stopka-19-cm-p-23.html>



Nożyczki ratownicze ze stopką 19 cm

Cena brutto	11,10 zł
-------------	-----------------

Cena netto	10,28 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Nożyczki Ratownicze ze Stopką 19 cm:

Nożyczki ratownicze wykonane z bardzo twardej stali nierdzewnej, służą do cięcia wszelkich materiałów. Tną tkaniny ubraniowe, pasy bezpieczeństwa. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu. Zastosowanie specjalnego materiału oraz ząbki na ostrzu pozwalają nawet na cięcie przewodów. Nie wymagają ostrzenia, wytrzymują wysokie temperatury, a także sterylizację. Stanowią podstawowe wyposażenie karettek oraz innych zestawów ratowniczych.