

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/opaska-opatrunkowa-dziana-bandaz-dziany-10cmx4m-biomar-10szt-p-57.html>



Opaska Opatrunkowa Dziana, Bandaż Dziany 10cmx4m BIOMAR 10szt.

Cena brutto	7,99 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Opaska dziana podtrzymująca inaczej bandaż nieelastyczny o długości 4m i szerokości 10cm - 10szt.

- wykonana z wysokiej jakości przędzy wiskozowej bez włókien elastycznych,
- otwory pomiędzy strukturą opatrunku powodują, że nie jest blokowany dostęp powietrza do rany,
- przeznaczone do podtrzymywania opatrunków, okładów i kompresów (opatrunek osłonowy),
- opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo w papier powlekany polietylenem (PE),
- jednorazowego użytku,
- czas przydatności do użycia 3 lata od daty produkcji.

Wielkość opatrunku:
10 cm x 4 m

Producent BIOMAR