

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/oryginalna-staza-taktyczna-zaciskowa-cat-gen7-p-160.html>



ORYGINALNA Staza taktyczna zaciskowa CAT Gen7

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	202,78 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

W ofercie Oryginalna Staza Taktyczna CAT GEN7.

Staza taktyczna CAT GEN7 została stworzona, aby umożliwić tamowanie bardzo silnych krwotoków w sytuacji zranienia kończyn lub amputacji urazowych. Staza została skonstruowana w taki sposób, aby założenie i zaciśnięcia opaski było możliwe za pomocą jednej (lewej albo prawej) ręki na każdą z kończyn.

Przeznaczenie:

- masywne krwawienie z rany kończyny, amputacja/zmiażdżenie kończyny z licznymi miejscami krwawienia u pacjenta wymagającego pilnego zaopatrzenia dróg oddechowych i wentylacji
- zagrażające życiu krwawienie nie do zatrzymania prostymi metodami
- miejsce krwawienia znajduje się głęboko w ranie, nie do zatrzymania za pomocą opatrunku uciskowego
- zdarzenie z dużą ilością rannych wymagających zatrzymania krwawień zewnętrznych i niedostateczna ilość służb ratowniczych
- kiedy zysk wynikający z zatrzymania zagrażającego życiu krwawienia jest większy niż ryzyko trwałego uszkodzenia kończyny na skutek niedokrwienia

Cechy:

- zakładana na kończynie górnej lub dolnej
- możliwość założenia przez osobę ranną samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie
- najnowsza konstrukcja
- zamknięcie chronione przed przypadkowym rozpięciem
- możliwość szybkiej regulacji długości
- miejsce do zapisania godziny założenia
- łatwa do utrzymania w czystości