

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/pasy-stabilizujace-do-deski-ortopedycznej-4-sztuki-komplet-p-130.html>



Pasy stabilizujące do deski ortopedycznej - 4 sztuki (komplet)

Cena brutto	194,00 zł
Cena netto	179,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pasy do Deski Ortopedycznej (komplet 4 kolory)

- Komplet 4 stabilizujących pasów do deski ortopedycznej, noszy lub zbieraka.
- Pasy w czterech kolorach ułatwiają identyfikację pasów podczas zapinania
- Kolory: czerwony, pomarańczowy, niebieski i czarny
- Mocowane do deski za pomocą metalowych karabińczyków
- Dzięki zastosowaniu obrotowych karabińczyków, zapięcie i odpięcie pasów do deski także nie stanowi żadnego problemu
- Wytrzymałości nawet kilkuset kilogramów
- Długość minimalna 50 cm. maksymalna 170 cm.
- Szerokość 5 cm.