

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/pulsoksymetr-napalcowy-medyczny-bm1000c-bluetooth-p-289.html>



Pulsoksymetr Napalcowy Medyczny BM1000C BLUETOOTH

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Pulsoksymetr Napalcowy Medyczny Berry BM1000C

Podgląd i zapis parametrów możliwy na smartfonie!

Pulsoksymetr jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny (SpO2) tzw. saturacji u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze by dokonać pomiaru wystarczy założyć pulsoksymetr na palec i po kilku sekundach odczytać wynik na wyświetlaczu. Nasycenie krwi tlenem (saturacja) oznaczone jest symbolem SpO2 i wyrażone w procentach. Prawidłowa wartość saturacji u osób zdrowych wynosi 95-99%. Tętno oznaczone jest symbolem PRbpm i wyrażone w ilości uderzeń na minutę. Prawidłowy zakres tętna mieści się w granicach 60-90 uderzeń/minutę.

Aplikację dostępna jest na iOS oraz Android. Wystarczy pobrać aplikację „OXICARE” z App Store lub "OXYCARE" z Google Play, uruchomić aplikację, utworzyć użytkownika, wyszukać urządzenie "Berrymed" i rozpocząć testowanie.

Specyfikacja

- Pomiar pulsu oraz poziomu wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2)
- Zakres pomiaru SpO2: 35~100%
- Dokładność pomiaru SpO2: $\pm 2\%$ [80%~100%]; $\pm 3\%$ [70%~79%]
- Zakres pomiaru pulsu: 25~250bpm
- Dokładność pomiaru pulsu: ± 2 bpm

-
- Urządzenie odpowiednie dla osób dorosłych
 - Kompaktowy rozmiar
 - Niskie zużycie energii. Wskaźnik na wyświetlaczu LCD informuje o poziomie naładowania baterii
 - Po 10 sekundach bezczynności, pulsoksymetr wyłącza się automatycznie
 - Urządzenie można połączyć z telefonem za pomocą Bluetooth
 - Wymiary: 58 × 34 × 30 mm
 - Waga: 50g (wliczając baterie)
 - Zasilany bateriami AAA
 - **Pulsoksymetr jest zarejestrowany jako urządzenie medyczne oraz posiada certyfikat CE**

Skład zestawu

- Pulsoksymetr
- 2 baterie "AAA"
- Pasek
- **Instrukcja obsługi w języku polskim**

ts