

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/reduktor-do-butli-tlenowej-z-kroccem-i-zlaczem-aga-model-z-10022p-p-105.html>



Reduktor do butli tlenowej z króćcem i złączem AGA model: Z-100.2.2.P

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	739,81 zł
Cena poprzednia	850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Z-100.2.2.P

Opis produktu

Reduktor tlenu medycznego typ Z-100.2.2.P przewidziany jest do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Króciec służy do dystrybucji tlenu w tlenoterapii z wybraną wg. potrzeb stałą wielkością przepływu.

Do reduktora tlenu medycznego Z-100.2.2.P można przyłączyć poprzez gniazdo typu AGA:

- wyjście nieregulowane regulator (dozownik) tlenu,
- respirator,
- przewód sieci tlenowej ambulansu,

Dane techniczne reduktora tlenu medycznego Z-100.2.2.P:

- Ciśnienie zasilania od 4 do 20 [MPa], minimalny przepływ na wyjściu nieregulowanym 140 l/min.
 - Ciśnienie zredukowane: 0,4 do 0,5 [MPa], wyjście typu AGA
 - Zakres regulacji pokrętkiem 0-25 l/min. wyjście na króćcu
-
- Ciśnienie wejściowe - do 200bar
 - Wyjściowe do 5bar
 - Regulacja 1,2,3,4,5,6,9,12,15,20,25 l/min