

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/resuscytator-the-bag-ii-z-maską-nr-4-dla-doroslych-laerdal-p-7.html>



Resuscytator The BAG II z maską nr 4 dla dorosłych Laerdal

Cena brutto	80,48 zł
Cena netto	74,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RES-JEDNO-4

Opis produktu

Właściwości i cechy produktu

Resuscytatory The BAG II łączą w sobie wszystkie zalety worków do resuscytacji wielokrotnego użycia z wygodą jaką daje ich jednorazowość. Wszechstronność użycia, uniwersalność i posiadane parametry techniczne sprawiają, że resuscytatory The BAG II mogą być wykorzystywane przez wszystkie służby ratunkowe.

Właściwości resuscytatorów BAG II:

- ergonomiczna, transparentna konstrukcja worków daje możliwość dobrego wycucia naturalnego oporu płuc
- możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuatom tlenowym
- 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym (nie zamyka przepływu przy zgięciu)
- jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności
- przezroczystość masek umożliwia obserwowanie koloru skóry pacjenta
- regulowany pasek-uchwyt ułatwiający trzymanie resuscytatora zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wentylacji
- jednorazowość użycia worka The BAG II pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego
- temperatury użytkowania pomiędzy -18°C a + 50°C
- możliwość zamontowania zastawki PEEP
- niewielkie rozmiary po złożeniu