

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/rurka-krtaniowa-lts-d-pcv-r5-strzykawka-p-331.html>



Rurka Krtaniowa LTS-D PCV r.5 + STRZYKAWKA

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	100,93 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rurka Krtaniowa LTS-D PCV r.5 + STRZYKAWKA

Właściwości:

- Rurka krtaniowa przeznaczona jest do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych
- dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik
- umożliwia zabezpieczenie dróg oddechowych „na ślepo”, bez użycia laryngoskopu.
- dwa nadmuchiwane mankiety stabilizują rurkę, uszczelniają część ustną i nosową gardła oraz minimalizują ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka.
- mankiet napełniamy dołączoną do zestawu strzykawką na której naniesione są objętości powietrza w zależności od rozmiaru rurki.
- jednorazowa, sterylna
- wykonana z PVC
- rozmiar 5 - dorośli >180 cm - kolor fioletowy