

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 18:20

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/stabilizator-glowy-klockowy-p-129.html>



Stabilizator Głowy Klockowy

Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	277,78 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

STABILIZATOR GŁOWY KLOCKOWY:

- uniwersalny system unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej
- składa się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących.
- wykorzystany materiał jest wodoodporny i łatwo zmywalny co znacznie ułatwia utrzymanie zestawu w czystości.
- produkt przepuszcza promienie X.
- do stosowania z deską ortopedyczną lub noszami.