

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-3-rurek-ustno-gardlowych-guedel-rozm-3-4-5-p-121.html>



Zestaw 3 rurek ustno-gardłowych Guedel rozm. 3,4,5

Cena brutto	9,90 zł
Cena netto	9,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Guedel-3-Z

Opis produktu

Rurka ustno gardłowa ma za zadanie zapobieganie opadnięciu języka w kierunku tylnej ściany gardła

- utrzymuje drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u nieprzytomnych pacjentów
- zapobiega ugryzieniu w język
- posiada zaokrąglone atraumatyczne brzegi
- gładkie wnętrze rurki ułatwia czyszczenie
- rozmiary kodowane kolorami
- pojedynczo pakowane sterylne

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ RURKI:

- rozmiar 3 - 90mm - 1szt
- rozmiar 4 - 100mm - 1szt
- rozmiar 5 - 110mm - 1szt