

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-4-szyn-usztywniajacych-typu-splint-w-etui-p-24.html>



Zestaw 4 Szyn Usztywniających typu SPLINT w etui

Cena brutto	59,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	54,63 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Szyny typu SPLINT :

mają szerokie zastosowanie w zakresie unieruchomienia kończyn. Wewnątrz posiadają aluminiowy rdzeń, który usztywnia szynę i ułatwia modelowanie. Powierzchnie zewnętrzne wykonane są z wodoodpornej pianki. Na szynach znajduje się nadrukowana graficzna instrukcja obsługi

Zestaw szyn SPLINT składa się

- szyna splint o wym. 100 cm x 11 cm - 1 szt.
- szyna splint o wym. 50 cm x 11 cm - 1 szt.
- szyna splint o wym. 5 cm x 11 cm - 2 szt.

Materiał:

pianka: polietylen (pianka PE)

rdzeń: aluminium

etui: Nylon