

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-psp-r1-z-torba-szyny-kramera-z-torba-deska-ortopedyczna-wytyczne-2021-p-119.html>



Zestaw PSP-R1 z torbą + Szyny Kramera z torbą + Deska Ortopedyczna wytyczne 2021

Cena brutto	5 815,00 zł
Cena netto	5 384,26 zł
Cena poprzednia	6 190,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Z-PSP-R1

Opis produktu

Specyfikacja PSP-R1:

- Wykonana z ATESTOWANEJ, CERTYFIKOWANEJ W 100% POLSKIEJ TKANINY O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZERWANIA RÓWNEJ TKANINIE CORDURA DuPont, O SILE PONAD 2000 Niutonów (Oryginalna Cordura DuPont 560dtx ma wytrzymałość 2100N)
- Symbol katalogowy: PSP-R1
- Wewnątrz wytrzymały nie strzępiący się nylon,
- Duże, mocne zamki,
- Możliwość przenoszenia w rękę, na ramieniu bądź plecach,
- Usztywniona specjalną twardą pianką techniczną o grubości aż 20mm.
- Chowane szelki,
- Mocowania na butlę + ścianka oddzielająca,
- Wiele przestronnych kieszeni oraz przegród do rozmieszczenia sprzętu oraz materiałów medycznych,
- **NAJLEPSZE NA RYNKU SUWAKI YKK**
- Najmocniejsze klamry i regulatory firmy Duraflex ®
- Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby tworzy się sztywny kufer!
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśnie, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Taśmy odbłaskowe oraz gwiazda życia,
- Wyprodukowany w Polsce!
- Wymiary torby około 82x34x34 cm.
- Wymiary komory głównej około 61x19x30 cm,
- Pasek na ramię
- Producent: EagleMed

Zawartość zestawu (według wytycznych KSRG 06.2021):

1x Torba PSP R1
6x Rurka ustno-gardłowa