

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-ratownictwa-medycznego-wopr-r1-z-torba-2000n-black-p-181.html>



Zestaw Ratownictwa Medycznego WOPR R1 z torbą 2000N Black

Cena brutto	3 290,00 zł
Cena netto	3 046,30 zł
Cena poprzednia	3 690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Z-PSP-R1-WOPR

Opis produktu

Zestaw ratownictwa medycznego WOPR - R1 zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 261).

Zastosowanie:

- **Zabezpieczanie lub / i przywracanie drożności dróg oddechowych**
- **Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii**
- **Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć**
- **Zapewnianie komfortu termicznego**
- **Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran**
- **Opatrywanie oparzeń**

Torba:

- Wykonana z ATESTOWANEJ, CERTYFIKOWANEJ W 100% POLSKIEJ TKANINY O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZERWANIA RÓWNEJ TKANINIE CORDURA DuPont, O SILE PONAD 2000 Niutonów (Oryginalna Cordura DuPont 560dtx ma wytrzymałość 2100N)
- Symbol katalogowy: PSP-R1-WOPR
- Wewnątrz wytrzymały nie strzępiący się nylon,
- Duże, mocne zamki,
- Możliwość przenoszenia w rękę, na ramieniu bądź plecach,
- Usztywniona specjalną twardą pianką techniczną o grubości aż 20mm.
- Chowane szelki,
- Mocowania na butlę + ścianka oddzielająca,
- Wiele przestronnych kieszeni oraz przegród do rozmieszczenia sprzętu oraz materiałów medycznych,
- **NAJLEPSZE NA RYNKU SUWAKI YKK**
- Najmocniejsze klamry i regulatory firmy Duraflex ®
- Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby tworzy się sztywny kufer!
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśń, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Taśmy odbłaskowe oraz gwiazda życia,
- Wyprodukowany w Polsce!
- Wymiary torby około 82x34x34 cm.
- Wymiary komory głównej około 61x19x30 cm,
- Pasek na ramię
- Producent: EagleMed

**Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych,
Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.**

- Rurki ustno-gardłowe Guedel - 7 sztuk
- Ssak ręczny dla dorosłych i dzieci - komplet.
- Resuscytator. Worek samorozprężalny - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100%.
- Maski twarzowe do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 5) i dzieci (rozmiar nr 3)
- Maski tlenowe dla osoby dorosłej i dziecka do terapii tlenowej biernej. Maski z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu

-
- Jałowe filtry antybakteryjne 4 szt.
 - Przewód tlenowy o długości 10m
 - Butla tlenowa 3L (400 litrów O₂ przy ciśnieniu roboczym 150 atm), wyposażona w zawór z przyłączem G 3/4 cala
 - Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala

Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla dorosłych
- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla dzieci
- Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91cm x 11 cm
- Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 50 cm x 11 cm - 2 sztuki

Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran:

- 2x Opatrunek indywidualny A
- 15x kompresy gazowe jałowe 10x10cm
- 15x kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5cm
- 30x kompresy gazowe jałowe 5x5cm
- 1x gaza opatrunkowa jałowa 1m²
- 2x gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m²
- 5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 5 cm
- 5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm
- 5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 15 cm
- 2x chustka trójkątna
- 2x opaska elastyczna szer 8cm x 4m
- 2x opaska elastyczna szer 10cm x 4m
- 2x opaska elastyczna szer 12 cm x 4m
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 1
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 2
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- 1x plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 1m
- 1x plaster tkaninowy bez opatrunku 5 cm x 5 m

Zestaw uzupełniający:

- 1x aparat do płukania oka
- 1x roztwór soli fizjologicznej 250ml do płukania oczu
- 1x maska do resuscytacji Pocket Mask w pudełku
- 5x par rękawiczek nitrylowych
- 3x worek plastikowy na odpady medyczne
- 1x płyn do dezynfekcji rąk 250 ml AHD1000
- 1x nożyczki ratownicze
- 1x nóż do cięcia pasów/młotek bezpieczeństwa
- 2x koc ratowniczy (folia życia)

Opatrywanie oparzeń

- Żel lub spray na oparzenia
- Opatrunek hydrożelowy Burn Tec w rozmiarze 10 x 10 cm - 2 sztuki



Nasze apteczki posiadają odpowiednie zgłoszenia i potwierdzenia w **URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH** uprawniające do dystrybucji i sprzedaży dla aptek, firm, jak i osób indywidualnych. **Uważaj na apteczki niewiadomego pochodzenia!**