

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-ratownictwa-medycznego-wopr-r1-z-torba-tm-5-p-183.html>



Zestaw Ratownictwa Medycznego WOPR R1 z torbą TM-5

Cena brutto **2 950,00 zł**

Cena netto **2 731,48 zł**

Cena poprzednia **3 190,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **TM-5-WOPR**

Opis produktu

Zestaw ratownictwa medycznego WOPR - R1 zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 261).

Zastosowanie:

- Zabezpieczanie lub / i przywracanie drożności dróg oddechowych
- Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
- Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
- Zapewnianie komfortu termicznego
- Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
- Opatrywanie oparzeń

Torba:

- Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny Codura RIP-STOP
- Symbol katalogowy: TM-5-WOPR
- Wewnątrz mocny, bardzo łatwy w czyszczeniu nylon,
- NAJLEPSZE NA RYNKU SUWAKI YKK
- Najmocniejsze klamry i regulatory firmy Duraflex ®
- Duże, mocne zamki,
- Możliwość przenoszenia w rękę, na ramieniu bądź plecach,
- Chowane szelki,
- Rzepy do mocowania butli,
- Wiele przestronnych kieszeni oraz przegród do rozmieszczenia sprzętu oraz materiałów medycznych,
- Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby tworzy się sztywny kufer!
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśnie, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Wewnątrz na klapie dwie dodatkowe kieszonki z siatki,
- W przedniej,bocznej oraz górnej kieszeni gumy do zaczepienia ampułek lub opatrunków,

-
- W komorze głównej 4 dodatkowe kieszonki,
 - Taśmy odblaskowe oraz gwiazda życia,
 - Wyprodukowany w Polsce!
 - Wymiary torby około 70x30x35 cm.
 - Wymiary komory głównej około 50x21x28cm,
 - GRATIS! Pasek na ramię
 - Producent: EagleMed

**Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych,
Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.**

- Rurki ustno-gardłowe Guedel - 7 sztuk
- Ssak ręczny dla dorosłych i dzieci - komplet.
- Resuscytator. Worek samorozprężalny - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100%.
- Maski twarzowe do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 5) i dzieci (rozmiar nr 3)
- Maski tlenowe dla osoby dorosłej i dziecka do terapii tlenowej biernej. Maski z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu
- Jałowe filtry antybakteryjne 4 szt.
- Przewód tlenowy o długości 10m
- Butla tlenowa 3L (400 litrów O₂ przy ciśnieniu roboczym 150 atm), wyposażona w zawór z przyłączem G 3/4 cala
- Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala

Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- Kołnierze ortopedyczne, regulowane dla dorosłych
- Kołnierze ortopedyczne, regulowane dla dzieci
- Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91cm x 11 cm
- Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 50 cm x 11 cm - 2 sztuki

Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran:

- 2x Opatrunek indywidualny A
- 15x kompresy gazowe jałowe 10x10cm
- 15x kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5cm
- 30x kompresy gazowe jałowe 5x5cm
- 1x gaza opatrunkowa jałowa 1m²
- 2x gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m²
- 5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 5 cm
- 5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm
- 5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 15 cm
- 2x chustka trójkątna
- 2x opaska elastyczna szer 8cm x 4m
- 2x opaska elastyczna szer 10cm x 4m
- 2x opaska elastyczna szer 12 cm x 4m
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 1
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 2
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- 2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- 1x plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 1m
- 1x plaster tkaninowy bez opatrunku 5 cm x 5 m

Zestaw uzupełniający:

- 1x aparat do płukania oka
- 1x roztwór soli fizjologicznej 250ml do płukania oczu
- 1x maska do resuscytacji Pocket Mask w pudełku
- 5x par rękawiczek nitrylowych
- 3x worek plastikowy na odpady medyczne
- 1x płyn do dezynfekcji rąk 250 ml AHD1000
- 1x nożyczki ratownicze
- 1x nóż do cięcia pasów/młotek bezpieczeństwa
- 2x koc ratowniczy (folia życia)

Opatrywanie oparzeń

- Żel lub spray na oparzenia
- Opatrunek hydrożelowy Burn Tec w rozmiarze 10 x 10 cm - 2 sztuki



Nasze apteczki posiadają odpowiednie zgłoszenia i potwierdzenia w **URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH** uprawniające do dystrybucji i sprzedaży dla aptek, firm, jak i osób indywidualnych. **Uważaj na apteczki niewiadomego pochodzenia!**