

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-ratownictwa-medycznego-pp-r1-z-torba-dupont-wytyczne-2021-p-194.html>



Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z torbą DuPont wytyczne 2021

Cena brutto **4 390,00 zł**

Cena netto **4 064,81 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **Z-PSP-R1-CZK**

Opis produktu

Torba:

- Torba wykonana z ATESTOWANEJ, CERTYFIKOWANEJ Oryginalnej Cordura DuPont 1100dtx o wytrzymałości 3100N
- Symbol katalogowy: Z-PSP-R1-CZK
- Wewnątrz wytrzymały nie strzępiący się nylon,
- Duże, mocne zamki,
- Możliwość przenoszenia w rękę, na ramieniu bądź plecach,
- Usztywniona specjalną twardą pianką techniczną o grubości aż 20mm.
- Chowane szelki,
- Mocowania na butlę + ścianka oddzielająca,
- Wiele przestronnych kieszeni oraz przegród do rozmieszczenia sprzętu oraz materiałów medycznych,
- **NAJLEPSZE NA RYNKU SUWAKI YKK**
- **Najmocniejsze klamry i regulatory firmy Duraflex ®**
- Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby tworzy się sztywny kufer!
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśnie, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Taśmy odbłaskowe oraz gwiazda życia,
- Wyprodukowany w Polsce!
- Wymiary torby około 82x34x34 cm.
- Wymiary komory głównej około 61x19x30 cm,
- Pasek na ramię,
- Producent: EagleMed

Zawartość zestawu (według wytycznych KS RG 06.2021):

1x Torba PSP R1
6x Rurka ustno-gardłowa