

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-rurki-ustno-gardlowe-guedel-7-szt-p-120.html>



Zestaw rurki ustno-gardłowe Guedel 7 szt

Cena brutto	19,90 zł
Cena netto	18,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Guedel-7

Opis produktu

Rurka ustno gardłowa ma za zadanie zapobieganie opadnięciu języka w kierunku tylnej ściany gardła

- utrzymuje drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u nieprzytomnych pacjentów
- zapobiega ugryzieniu w język
- posiada zaokrąglone atraumatyczne brzegi
- gładkie wnętrze rurki ułatwia czyszczenie
- rozmiary kodowane kolorami
- pojedynczo pakowane sterylne

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ RURKI:

- rozmiar 00 - 50mm - 1szt
- rozmiar 0 - 60mm - 1szt
- rozmiar 1 - 60mm - 1szt
- rozmiar 2 - 80mm - 1szt
- rozmiar 3 - 90mm - 1szt
- rozmiar 4 - 100mm - 1szt
- rozmiar 5 - 110mm - 1szt