

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zwijana-szyna-usztywniajaca-typu-splint-91-x-11-cm-p-125.html>



Zwijana szyna usztywniająca typu splint 91 x 11 cm

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	36,11 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zwijana szyna usztywniająca typu SPLINT. 91 x 11 cm

Radioprzezierne niewidoczne dla RTG szyny służą do unieruchomienia i szynowania złamań, zwichnięć i urazów.

Możliwe są również inne zastosowania takie jak:

- kołnierze,
- szyny do unieruchamiania kończyny na czas podłączenia do kroplówki,
- unieruchomienie głowy, itp.

Materiał:

Pianka: polietylen (pianka PE)

Rdzeń: aluminium