

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/10-x-opatrunek-osobisty-wojskowy-bandaż-izraelski-10cm-x-4-5m-p-380.html>



10 x Opatrunek osobisty wojskowy bandaż izraelski 10cm x 4,5m

Cena brutto	232,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	214,81 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

10 x Opatrunek osobisty wojskowy typu izraelskiego

Bandaż ratowniczy typu izraelskiego to opatrunek pierwszej pomocy przeznaczony do szybkiego i skutecznego zaopatrywania krwotoków i ran, nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak: pachy, pachwiny, szyja, głowa. Opatrunek umożliwia opatrywanie ran odniesionych przez ofiary konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, katastrof masowych i klęsk żywiołowych. Hermetyczne, sterylne opakowanie zabezpiecza przed wodą, brudem.

- **Zastosowanie** – tamowanie krwawień i opatrywanie ran
- **Funkcja:** opatrunek osobisty, opatrunek uciskowy, dodatkowy opatrunek wspomagający
- **Forma opatrunku-** bandaż zielony o szerokości 10cm i długości 4,5m z podściółką o wymiarach 10cm x 18cm.
- **Wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie** m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowo wspomagając ucisk, oraz zapinkę mocującą.
- **Konstrukcja** umożliwiająca założenie jedną ręką.
- **Opakowanie** próżniowe, **sterylne**, łatwe do otwierania w kolorze szarym, częściowo skompresowane

Bandaż ratowniczy osobisty to opatrunek pierwszej pomocy, tamujący wypływ krwi z boleśnie krwawiących ran jeszcze przed przewiezieniem do szpitala. Stanowi idealne rozwiązanie w postępowaniu w nagłych wypadkach, kiedy liczy się każda chwila.