

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/apteczka-ap-3-w-domowa-podrozna-wyposazenie-oliwkowa-p-315.html>



Apteczka AP-3-W domowa, podróżna + wyposażenie OLIWKOWA

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	119,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AP-3-W-D-OLIWKOWA

Opis produktu

Obszernie wyposażony Zestaw Medyczny - Apteczka Pierwszej Pomocy EagleMed

Specyfikacja:

- Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny Codura RIP-STOP,
- Wewnątrz mocna, bardzo łatwa w czyszczeniu tkanina,
- Symbol katalogowy: AP-3-W-D-OLIWKOWA,
- Duże, mocne zamki Heavy Duty 10mm,
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśń, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Klamry i złącza polskiego producenta,
- Rozpinane pasy umożliwiające zamocowania do paska, na kierownicę rowerową czy do plecaka
- W centralnej komorze: 3 dodatkowe kieszonki, 3 rzędy gum do zamocowania opatrunków,
- Kieszonka zewnętrzna na zamek,
- Odblaskowy krzyż,
- Wymiary zewnętrzne około: 20x8x24 cm po rozłożeniu wysokość zwiększa się aż o 60 cm,
- apteczka polskiej produkcji z polskimi opatrunkami, znacznie lepszymi od pseudo "niemieckich" zestawów DIN.
- Wyprodukowany w Polsce
- Producent: EagleMed

SKŁAD APTECZKI :

1x opatrunek hydrożelowy na oparzenia (BurnTec lub Aqua-Gel)
1x gaza opatrunkowa 0,25 m²
1x gaza opatrunkowa 0,5 m²
1x bandaż elastyczny 10cm x 4m
1x chusta trójkątna
1x plaster z opatrunkiem 10x 6x10 cm lub 1 x 6x100 cm
3x kompres 10x10 cm
3x kompres 7,5x7,5 cm
1x bandaż elastyczny 8cm x 4m + kompres podwójny 7,5 x 7,5cm
1x plaster bez opatrunku 1,25 x 5 m
2x bandaż dziany 10 cm x 4 m
2x bandaż dziany 5 cm x 4 m
3x sól fizjologiczna przemywania ran 5ml
2x sól fizjologiczna do płukania oka 10ml
1x aparat do płukania oka
1x sztuczny лёд ICEMIX 200 ml
1x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym 5x7,2 cm
1x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym 6x10 cm
1x metalowe nożyczki
1x rękawiczki nitrylowe
4x chusteczka do dezynfekcji
1x koc ratowniczy - "folia życia"

1x ustnik do sztucznego oddychania



BurnTec Hydrożelowe opatrunki ratunkowe

BurnTec stanowi jedyny opatrunek hydrożelowy dostępny na rynku ratownictwa medycznego w postaci stabilnego hydrożelu (nie jest płynny), który wykorzystywany jest nie tylko w trakcie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń. Znajduje on zastosowanie jako opatrunek ratunkowy również w przypadku głębokich otarć, otwartych złamań oraz wszelkich innych urazów skóry wymagających natychmiastowego zaopatrzenia. Opatrunek BurnTec wykorzystywany jest także w późniejszej fazie leczenia pacjentów szczególnie na szpitalnych oddziałach ratunkowych czy oddziałach chirurgicznych.

Zastosowanie

BURNTEC jest nowoczesnym wyrobem medycznym stosowanym w następujących przypadkach:

- oparzenia I-go, II-go oraz III-go stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne)
- oparzenia słoneczne
- otarcia i podrażnienia naskórka
- stłuczenia i opuchlizny (ukąszenia)
- inne urazy skóry, w których pożądane jest wilgotne środowisko

Opatrunek hydrożelowy zapewnia równowagę wilgoci na powierzchni rany. Absorbuje wysięk z rany lub nawadnia ranę w przypadku ran suchych.