

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/apteczka-medyczna-ap-3-bez-wyposazenia-czerwona-p-318.html>



Apteczka medyczna AP-3 bez wyposażenia CZERWONA

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AP-3-CZERWONA

Opis produktu

Specyfikacja:

- Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny Codura RIP-STOP,
- Wewnątrz mocna, bardzo łatwa w czyszczeniu tkanina,
- Symbol katalogowy: AP-3-CZERWONA,
- Duże, mocne zamki Heavy Duty 10mm,
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśń, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Klamry i złącza polskiego producenta,
- Rozpinane pasy umożliwiające zamocowania do paska, na kierownicę rowerową czy do plecaka
- W centralnej komorze: 3 dodatkowe kieszonki, 3 rzędy gum do zamocowania opatrunków,
- Kieszonka zewnętrzna na zamek,
- Odblaskowy krzyż,
- Wymiary zewnętrzne około: 20x8x24 cm po rozłożeniu wysokość zwiększa się aż o 60 cm,
- Apteczka sprzedawana bez zawartości,
- Wyprodukowany w Polsce,
- Producent: EagleMed