

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/apteczka-taktyczna-wedkarska-wyposazenie-oliwkowa-p-162.html>



Apteczka Taktyczna, Wędkarska + wyposażenie OLIWKOWA

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	100,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AP-3-TW-OLIWKOWA

Opis produktu

Obszernie wyposażony Zestaw Medyczny - Apteczka Pierwszej Pomocy EagleMed

SKŁAD APTECZKI:

- 1x gaza opatrunkowa 0,25 m2
- 1x gaza opatrunkowa 0,5 m2
- 1x bandaż elastyczny 10cm x 4m
- 1x chusta trójkątna
- 1x plaster z opatrunkiem 10x 6x10 cm lub 1 x 6x100 cm
- 2x kompres 10x10 cm
- 2x kompres 7,5x7,5 cm
- 1x bandaż elastyczny 8cm x 4m + kompres podwójny 7,5 x 7,5cm
- 1 x plaster bez opatrunku 1,25 x 5 m biały lub brązowy
- 2 x bandaż dziany 10 cm x 4 m
- 2 x bandaż dziany 5 cm x 4 m
- 3 x sól fizjologiczna przemywania ran 5ml
- 2x sól fizjologiczna do płukania oka 10ml
- 1x aparat do płukania oka,
- 1x opatrunek hydrożelowy na oparzenia aqua-gel śr. 6,5 cm,
- 1x opatrunek hydrożelowy na oparzenia aqua-gel śr. 5 cm
- 1x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym 5x7,2 cm

1x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym 6x10 cm

1x metalowe nożyczki

1 x rękawiczki diagnostyczne

4 x chusteczka do dezynfekcji

1x ustnik do sztucznego oddychania

1x koc ratowniczy - "folia życia"

1x apteczka w kolorze oliwkowym

SPECYFIKACJA APTECZKI:

- Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny Codura RIP-STOP,
- Wewnątrz mocna, bardzo łatwa w czyszczeniu tkanina,
- Symbol katalogowy: AP-3-T-W-OLIWKOWA,
- Duże, mocne zamki Heavy Duty 10mm,
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśnie, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Klamry i złącza polskiego producenta,
- Rozpinane pasy umożliwiające zamocowania do paska, na kierownicę rowerową czy do plecaka
- W centralnej komorze: 3 dodatkowe kieszonki, 3 rzędy gum do zamocowania opatrunków,
- Kieszonka zewnętrzna na zamek,
- Pryzmatyczny, odbłaskowy krzyż,
- Wymiary zewnętrzne około: 20x8x24 cm po rozłożeniu wysokość zwiększa się aż o 60 cm,
- apteczka polskiej produkcji z polskimi opatrunkami, znacznie lepszymi od pseudo "niemieckich" zestawów DIN.
- Wyprodukowany w Polsce
- Producent: EagleMed