

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/apteczka-taktyczna-z-wyposazeniem-at-1-oliwkowa-p-340.html>



Apteczka Taktyczna z Wyposażeniem AT-1 oliwkowa

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	54,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	AT-1

Opis produktu

Specyfikacja:

- Całość wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny poliestrowej,
- Duże, mocne zamki,
- kieszeń zewnętrzna np. na telefon, długopis, latarkę
- saszetka mocowana jest za pomocą nap,
- ścianki usztywnione są 3mm pianką techniczną
- Krzyż mocowany na rzep,
- 2 komory,
- w komorze dodatkowa kieszonka,
- wymiary około 12x6x18cm,
- regulacja na różne szerokości pasków,
- Producent: EagleMed

SKŁAD APTECZKI :

3 x sól fizjologiczna do płukania oka bądź przemywania ran 5ml

1 x bandaż 10 cm x 4 m

1 x bandaż 5 cm x 4 m

1x bandaż elastyczny 8cm x 4m

1x plaster z opatrunkiem 10x 6x10 cm lub 1 x 6x100 cm

1x gaza opatrunkowa 1/2 m2

2x kompres 7,5 x7 ,5 cm

6x kompres 5 x 5 cm

1x metalowe nożyczki

4 x chusteczka do dezynfekcji

1 x plaster bez opatrunku 1,25 x 5 m, biały lub brązowy w zależności od dostępności

1x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym 5x7,2 cm

1x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym 6x10 cm

1 x para rękawiczki diagnostyczne

1 x koc termiczny



Nasze apteczki posiadają odpowiednie zgłoszenia i potwierdzenia w **URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH** uprawniające do dystrybucji i sprzedaży dla aptek, firm, jak i osób indywidualnych. **Uważaj na apteczki niewiadomego pochodzenia!**