

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/biomar-4-elastyczna-siatka-opatrunkowa-na-kolano-ramie-1-szt-p-388.html>



Biomar 4 elastyczna siatka opatrunkowa na kolano, ramię 1 szt.

Cena brutto	8,99 zł
-------------	----------------

Cena netto	8,32 zł
------------	----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codotex na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

.

Skład

Produkt wykonany z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan)

Wskazania

Siatki opatrunkowe przeznaczone są do podtrzymywania właściwego opatrunku na ciele pacjenta. Przeznaczone do użytku zarówno przez wyspecjalizowany personel medyczny jak i indywidualnie przez samych pacjentów.

Działanie

Z uwagi na łatwość użytkowania i znacznie krótszy czas mocowania opatrunku w porównaniu z tradycyjnym bandażem, siatki opatrunkowe zaleca się stosować zarówno w placówkach medycznych jak i do opatrywania ran w życiu codziennym.

Zaleca się stosować do:

- przytrzymywania opatrunku w trudno dostępnych miejscach,
- przytrzymywania opatrunku na ranach powstałych w skutek oparzeń,
- przytrzymywania opatrunku na wszelkiego rodzaju zwichnięciach, skręceniach itp.,
- trudnych do opatrzenia ranach dziecięcych.

Przeciwwskazania

- nie należy stosować siatek bezpośrednio na rany oraz pod opatrunki gipsowe,
- nie należy stosować produktu po upływie daty ważności,
- w przypadku wystąpienia nadmiernego ucisku należy użyć większego rozmiaru siatki opatrunkowej.