

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/cisnieniomierz-elektroniczny-tma-voice-1-tech-med-p-428.html>



Ciśnieniomierz Elektroniczny TMA-VOICE 1 TECH-MED

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	87,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TMA-VOICE 1

Opis produktu

Ciśnieniomierz TMA-VOICE 1 TECH-MED z funkcją mowy

Ciśnieniomierz TECH-MED VOICE-1 posiada funkcję mowy - głosowego podawania wyników pomiaru - funkcje bardzo przydatną dla osób niedowidzących lub niewidomych.

W przypadku braku konieczności zastosowania funkcji mowy można ją w łatwy sposób wyłączyć. Dlatego ciśnieniomierz ten może być z powodzeniem używany również przez osoby posiadające dobry wzrok.

- Najwyższa dokładność, wiarygodność, wygoda pomiaru
- Bardzo duży, czytelny wyświetlacz LCD
- Mankiet uniwersalny 23-33 cm
- **Funkcja mowy podaje wszystkie wyniki pomiarów**
- **Idealny dla osób mających problemy ze wzrokiem**
- Możliwość podłączenia zasilacza (wbudowany port micro USB)

Skład zestawu

- Ciśnieniomierz TMA-VOICE 1
- Mankiet 23-33 cm
- Etui
- 4 baterie "AA"
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dzienniczek pomiarowy

Specyfikacja

- Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
- Wykrywa objawy arytmii serca (IHB)

- Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg klasyfikacji WHO
- Funkcja mowy – głosowego podawania wyników pomiaru
- Duży, podświetlany wyświetlacz cyfrowy 94 mm x 53 mm pokazujący czytelne wyniki
- Standardowy mankiet dla ramienia o obwodzie 23 - 33 cm
- Funkcja pamięci: 2 x 30 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną
- Funkcja wyświetlania daty i godziny pomiaru
- Możliwość podłączenia zasilacza (wbudowany port micro USB)
- Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 280 mmHg
- Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
- Dokładność: SYS/DIA: ± 3 mmHg / Tętno: $\pm 5\%$ odczytu
- Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V lub z zasilacza USB (brak w zestawie)
- Wymiary: 120 mm x 93 mm x 59 mm
- Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po minucie nieużywania
- **Gwarancja producenta 36 miesięcy**

Ciśnieniomierze TECH-MED zostały zarejestrowane jako urządzenia medyczne w **URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH.**

