

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/deska-ortopedyczna-baxstrap-laerdal-p-19.html>



Deska Ortopedyczna BaXstrap Laerdal

Cena brutto **1 750,00 zł**

Cena netto **1 620,37 zł**

Opis produktu

Deska Ortopedyczna BaXstrap Laerdal

Jedna z najlżejszych (6kg) i najwytrzymalszych (ponad 1000kg) desek ortopedycznych dostępnych na rynku. Specjalnie dobrany kształt pozwala na skuteczny transport pacjenta bez ryzyka jego przemieszczenia i doznania urazów wtórnych.

Właściwości deski ortopedycznej BaXstrap:

- niezwykle wytrzymała – niezależne testy laboratoryjne na losowo wybranych egzemplarzach wykazały, że deski ortopedyczne BaXstrap wytrzymują nawet 1100kg rozłożonego nacisku bez uszkodzenia struktury wewnętrznej
- wzmocnienia z włókien węglowych dodatkowo wzmacniają i usztywniają deskę
- bardzo duże, wygodne i specjalnie wyprofilowane uchwyty (duży prześwit) umożliwiają podniesienie deski z pacjentem z płaskiej powierzchni nawet w grubych rękawicach
- specjalnie zaprojektowane otwory wewnątrz deski umożliwiają zapięcie pasami mniejszych pacjentów zapewniając im odpowiednią stabilizację na boki
- dodatnia pływalność specjalnie dobrana na wypadek konieczności użycia deski w wodzie (umożliwia najpierw łatwe zatopienie deski pod pacjenta, po czym wygodny jego transport na powierzchni wody z głową powyżej jej poziomu)
- w połączeniu z lekkim unieruchomieniem głowy SpeedBlocks i pasami z lekkimi, plastikowymi klamrami daje najlżejszy dostępny dziś zestaw unieruchamiający
- przepuszczalna dla promieni rentgenowskich
- specjalna powłoka umożliwia łatwe czyszczenie i odkażanie
- Producent: Laerdal