

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 18:40

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/igla-do-odbarczania-odmy-angiocath-p-433.html>



Igła do Odbarczania Odmy Angiocath

Cena brutto	37,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	34,26 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Igła do Odbarczania Odmy Angiocath

Służy do wykonywania nakłuć w klatce piersiowej, w celu usunięcia odmy prężnej.

Jej długość została tak dopasowana, aby umożliwić skuteczne i bezpieczne wkłucie, bez ryzyka uszkodzenia płuca i innych narządów

- wymiary 2.1 x 83 mm,
- przepływ 249 ml/min,
- rozmiar 14.