

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/kufer-torba-medyczna-codura-ripstop-ts-3-rescue-bag-czerwona-p-383.html>



Kufer Torba Medyczna Codura RIPSTOP TS-3 Rescue Bag - Czerwona

Cena brutto	255,00 zł
Cena netto	207,32 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	TS-3

Opis produktu

Specyfikacja:

- Produkowany w Polsce, a nie tylko przez polską firmę w Chinach, jak to często bywa,
- Symbol katalogowy: TS-3
- Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny typu Cordura - nylon 600x600
- Materiał jest odporny na działania warunków atmosferycznych,
- Wewnątrz niesamowicie wytrzymały nie strzępiący się nylon,
- Zamki renomowanej i znanej na całym świecie firmy YKK ®
- Nici rdzeniowe COATS EPIC - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśń, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- wewnątrz twarda pianka 10 mm,
- Rzep do przyklejenia naszywki
- 2 przegródki z możliwością demontażu
- dwie ręczki z taśmy nośnej,
- Zaczepy na pasek na ramię,
- Klamry i złącza polskiego producenta,
- Na dnie gumowe jeże,
- 5 zewnętrznych kieszeni zamykanych na zamek
- wewnątrz torby 2 dodatkowe kieszonki z siatki,
- Torba sprzedawana bez zawartości !
- Wymiary torby około: 44x20x25h cm
- Wymiary komory głównej wewnątrz około: 33x16x25h cm
- GRATIS! Pasek na ramię
- Dostępne kolory: czarny, oliwkowy,
- Producent: EagleMed

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: CZERWONY