

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/maska-krtaniowa-pcv-roz5-p-143.html>



Maska Krtaniowa PCV roz.5

Cena brutto	19,50 zł
-------------	-----------------

Cena netto	18,06 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

MASKA KRTANIOWA PCV JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ROZ.4

Maska krtaniowa :

służy do udrażniania dróg oddechowych. Poprzez brak konieczności odginania głowy przy zakładaniu może być traktowana jako metoda z wyboru przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa szyjnego. Dzięki uszczelnieniu na poziomie krtani pozwala utworzyć ustno-gardłową drogę oddechową w istotnie mniej urazowy sposób niż rurka dotchawicza, stwarzając mniejsze opory przepływu gazu oraz wywołując znacznie słabszą odpowiedź hemodynamiczną organizmu. Wprowadzenie maski odbywa się łatwo i szybko bez laryngoskopu, a w większości przypadków nie jest konieczne zwiótczanie mięśni. Po wprowadzeniu maska krtaniowa zapewnia bezpieczniejszą kontrolę oddechu, niż maska twarzowa.

CECHY:

- przezroczyste
- wykonane z PCV
- kształt i właściwości ułatwiające atraumatyczne wprowadzenie
- czytelne oznaczenia maski
- maska nr 5 - waga pacjenta od 70 do 100 kg