

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/maska-ratownicza-cpr-do-sztucznego-oddychania-res-cue-mask-czerwona-p-22.html>



Maska Ratownicza CPR do sztucznego oddychania Res-Cue Mask, czerwona

Cena brutto	19,90 zł
-------------	-----------------

Cena netto	18,43 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Maska twarzowa CPR duża do resuscytacji w pudełku

CPR ratownicza „usta- usta” z zaworem zwrotnym i filtrem oraz konstrukcją uniemożliwiającą wzajemny kontakt ratownika z poszkodowanym wyposażona w maskę z nadmuchiwanym kołnierzem uszczelniającym, ustnik, filtr zawór zwrotny i króciec do podawania tlenu.

- specjalna zastawka zapobiega kontaktowi z płynami ustrojowymi poszkodowanego
- szczelniej przylega do części ustno-nosowej dzięki czemu wentylacja jest łatwiejsza i skuteczniejsza
- wykonana z elastycznego i bardzo wytrzymałego materiału
- posiada możliwość połączenia z workiem samorozprężalnym (resuscytatorem)
- umożliwia prowadzenie niezależnej tlenoterapii