

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/maska-tlenowa-z-nebulizatorem-i-drenem-roz-m-dla-dzieci-p-237.html>



MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM ROZ. M DLA DZIECI

Cena brutto	4,50 zł
Cena netto	4,17 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

właściwości:

- wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- nie zawiera lateksu
- posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- wyposażona w dren o długości 210cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- dren odporny na zagięcia, o przekroju gwiazdkowym
- nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml)
- służy do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta

A.M.