

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 15:50

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/mocne-wytrzymale-polskie-nosze-plachtowepokrowiec-zolte-p-363.html>



MOCNE WYTRZYMAŁE POLSKIE NOSZE PŁACHTOWE+POKROWIEC ŻÓŁTE

Cena brutto	245,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	199,19 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	265,00 zł
-----------------	------------------

Opis produktu

SKŁADANE NOSZE TRANSPORTOWE PŁACHTOWE POLSKIEJ PRODUKCJI + TORBA DO TRANSPORTU NOSZY

- WYKONANE Z BARDZO GRUBEGO MATERIAŁU POKRYTEGO POLICHLORKIEM WINYLU O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NA ROZCIĄGANIE I ROZRYWANIE

- ŁATWE DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

- KIESZENIE NA NOGI ZAPOBIEGAJĄCE OBSUWANIU SIĘ POSZKODOWANEGO

- SYSTEM TAŚM I 10 WYGODNYCH UCHWYTÓW Z GUMOWYMI RĄCZKAMI ZE SPECJALNYMI WZMOCNIENIAMI, KTÓRE UŁATWIAJĄ TRZYMANIE NOSZY

- wymiary noszy po rozłożeniu ok. 208 x 83cm

- waga z torbą ok. 3,3 kg

- zalecany udźwig ok. 250 kg

