

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/opatrunek-wentylowy-na-rany-klatki-piersiowej-okluzyjny-p-366.html>



Opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej okluzyjny

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	50,93 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej okluzyjny

Opatrunek przeznaczony do opatrywania penetracyjnych (otwartych) ran klatki piersiowej.
Charakteryzuje się trwałym i szczelnym przyleganiem do skóry pokrytej krwią, piaskiem, włosami, potem lub wodą.

Specyfikacja:

- opatrunek wentylowy,
- okrągły kształt o średnicy 16,5 cm,
- łatwo dopasowuje się i przylega do powierzchni ciała,
- wysokiej jakości klej hydrożelowy maksymalizuje poziom szczelności i trwałości założonego opatrunku,
- płaski zawór umożliwia ułożenie poszkodowanego na plecach,
- specjalny uchwyt ułatwia szybką aplikację,
- przezroczysta konstrukcja umożliwia precyzyjne umieszczenie na ranie,
- nie zawiera lateksu, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznych,
- zapakowany w trwałe, wodoodporne opakowanie,
- posiada oznaczenie CE, FDA
- wyrób medyczny,

- POLSKA INSTRUKCJA APLIKACJI!

Termin przydatności 2027 rok!

.

Instrukcja:

1. Wyczyść i osusz ranę
2. Usuń folię ochronną
3. Umieść na ranie
4. Dokładnie dociśnij do rany

.

.

AM.