

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/opatrunek-wentylowy-na-rany-postrzalne-klatki-piersiowej-asherman-ac-s-p-124.html>



## Opatrunek wentylowy na rany postrzałowe klatki piersiowej Asherman (ACS)

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | <b>65,00 zł</b> |
|-------------|-----------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cena netto | <b>60,19 zł</b> |
|------------|-----------------|

### Opis produktu

**Jałowy opatrunek ACS przeznaczony do opatrywania otwartych ran klatki piersiowej, takich jak rany postrzałowe czy rany kłute.**

Opatrunek wentylowy ACS jest wykorzystywany przez wszystkie służby ratownicze.

Opatrunek wentylowy ACS posiada jednokierunkowy system zastawkowy. Dzięki silnemu klejowi można go stosować nawet na mokre ciało. Posiada specjalny system chroniący zastawkę przed zamknięciem lub otwarciem przez elementy wyposażenia takie jak np. mundur.

Specjalna konstrukcja pozwala uniknąć napięcia odwodnego.

Opatrunek jest jałowy i ma średnicę 14 cm oraz opakowanie chroniące przed zamoczeniem.