

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/opatrunek-wlokninowy-z-wkladem-chlonnym-10x20cm-25-sztuk-p-245.html>



Opatrunek Włókninowy z Wkładem Chłonnym 10x20cm 25 SZTUK

Cena brutto **19,40 zł**

Cena netto **17,96 zł**

Opis produktu

OPATRUNEK WŁÓKNINOWY Z WKŁADEM CHŁONNYM SAMOPRZYLEPNY JAŁOWY 25 SZTUK

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny
- pokryty klejem akrylowym
- mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany• elastyczny i wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- hipoalergiczny
- jałowy

ZASTOSOWANIE:

- zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych
- opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku