

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/opatrunek-wlokninowy-z-wkladem-chlonnym-6x10cm-50-sztuk-p-249.html>



Opatrunek Włókninowy z Wkładem Chłonnym 6x10cm 50 SZTUK

Cena brutto	11,90 zł
Cena netto	11,02 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

OPATRUNEK WŁÓKNINOWY Z WKŁADEM CHŁONNYM SAMOPRZYLEPNY JAŁOWY 50 SZTUK

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókny
- pokryty klejem akrylowym
- mikropory w strukturze włókny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany• elastyczny i wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- zaokrąglone brzoża zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- jałowy

ZASTOSOWANIE:

- zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych
- opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku