

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/paski-do-zamykania-ran-rudastrip-6mm-x-100mm-10szt-p-228.html>



# Paski do zamykania ran Rudastrip 6mm x 100mm 10szt

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | <b>12,30 zł</b> |
| Cena netto  | <b>11,39 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b> |

## Opis produktu

### Zastosowanie:

- mogą być stosowane samodzielnie jako pierwotne zamknięcie rany i zastąpić w części przypadków,
- konieczność założenia tradycyjnego szwu skórniego
- mogą być stosowane w połączeniu ze szwami chirurgicznymi lub staplerami
- do zamykania brzegów ran: świeżych, ciętych o niewielkich rozmiarach, drobnych ran pooperacyjnych

### Właściwości:

- samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny spunbond
- pokryte klejem akrylowym
- zapewniają bezbolesne usunięcie zamknięcia rany
- przepuszczalność powietrza umożliwia wymianę gazową między paskiem a skórą
- zastosowanie pasków bez użycia szwów tradycyjnych pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji oraz obniżyć koszty leczenia
- bardzo cienkie i elastyczne - dopasowują się do kształtu ciała, zapewniają swobodę ruchu
- łatwa, szybka aplikacja
- hypoalergiczne
- kolor biały
- jałowe

1 opakowanie (listek) zawiera 10szt pasków do zamykania ran