

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/torba-medyczna-tm-1-rescue-bag-granatowa-p-309.html>



Torba medyczna TM-1 Rescue Bag - GRANATOWA

Cena brutto	185,00 zł
Cena netto	150,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TM-1-GRANATOWA

Opis produktu

- **Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny Codura RIP-STOP,**
- Wewnątrz niesamowicie wytrzymała, nie strzępiąca się tkanina,
- Duże, mocne zamki Heavy Duty 10mm,
- Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby **tworzy się sztywny kufer!**
- **Nici TYTANOWE** - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśnie, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Klamry i złącza polskiego producenta,
- W przedniej kieszeni 4 rzędy gum do zaczepienia ampułek lub opatrunków,
- W centralnej komorze kilka kieszonek z siatki i pełne zamykane na zamek,
- W pokrywie 2 kieszonki na zamek,
- Z tyłu kieszeń na zamek np na dokumenty,
- **Taśmy odblaskowe oraz gwiazda życia,**
- Wymiary zewnętrzne około: 50x25x25cm
- Wymiary komory głównej wewnątrz około: 37x17x25cm
- Pojemność około 32l,
- Waga około 1100g,
- Torba sprzedawana bez zawartości (opatrunki, sprzęt i aparatura medyczna, itp),
- Symbol katalogowy: TM-1-GRANATOWA
- **Wyprodukowany w Polsce!**
- **GRATIS!** Pasek na ramię
- **Producent: EagleMed**