

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/zestaw-ratownictwa-medycznego-r0-strazy-miejskiej-p-252.html>



Zestaw Ratownictwa Medycznego R0 Straży Miejskiej

Cena brutto **750,00 zł**

Cena netto **694,44 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **R0-SM**

Opis produktu

Zestaw Ratownictwa Medycznego R-0 powinien być na wyposażeniu każdego oddziału Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej. Opatrunki znajdujące się w torbie są przejrzysto rozmieszczone, z łatwym dostępem do niezależnych przegród.

SPECYFIKACJA TORBY:

- Zewnętrzna warstwa wykonana z mocnej, wodoodpornej tkaniny Codura RIP-STOP,
- Wewnątrz niesamowicie wytrzymała, nie strzępiąca się Codura 600x600, nie tak jak w klasycznych torbach z delikatnej podszewki, - czy ortalionu,
- Duże, mocne zamki Heavy Duty 10mm,
- Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby tworzy się sztywny kufer!
- Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśń, pranie chemiczne i pranie na mokro,
- Klamry i złącza polskiego producenta,
 - W przedniej kieszeni 4 rzędy gum do zaczeplenia ampułek lub opatrunków,
 - W centralnej komorze kilka kieszonki z siatki i pełne,
 - W pokrywie 2 kieszonki na zamek,
 - Z tyłu kieszeń na zamek np na dokumenty,
 - Taśmy pryzmatyczne odbłaskowe oraz gwiazda życia,
 - Wymiary zewnętrzne około: 50x25x25cm
 - Wymiary komory głównej wewnątrz około: 37x17x25cm
 - Pojemność około 32l,
 - Wyprodukowany w Polsce!
 - GRATIS! Pasek na ramię
 - Producent: EagleMed

SKŁAD ZESTAWU:

2 szt. Opatrunek osobisty W

2 szt. Kompres gazowy 1 m2

2 szt. Chusty trójkątne włókninowe

1 szt. Opatrunek na oparzenia BurnTec mały 6 x 12 cm

-
- 1 szt. Opatrunek na oparzenia BurnTec duży 10 x 10 cm
 - 2 szt. Kompres 10 x 10 cm
 - 1 szt. Siatka opatrunkowa nr 3
 - 1 szt. Siatka opatrunkowa nr 6
 - 2 szt. Opaska elastyczna 12 cm x 4 m
 - 4 szt. Bandaż dziany 4 m x 10 cm
 - 1 szt. Plaster bez opatrunku 5 cm x 5 m
 - 1 szt. Plaster z gazą 6 cm x 1 m
 - 2 szt. Opatrunek wentylowy (na rany postrzałowe)
 - 1 szt. Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci i dorosłych
 - 1 szt. Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych
 - 1 szt. Szyna stabilizująca SPLINT 91x11cm
 - 1 szt. Szyna stabilizująca SPLINT 50 x 11cm
 - 1 szt. Maska do sztucznego oddychania Pocket Mask
 - 2 szt. Koc termiczna; Folia życia
 - 1 szt. Nożyczki ratownicze
 - 2 szt. Flara drogowa
 - 2 szt. Pałeczka świetlna czerwona 12h
 - 8 szt. Rękawiczki ochronne
 - 3 szt. Rurki ustno-gardłowe
 - 1 szt. Płyn do odkażania rąk 250 ml
 - 1 szt. Młotek do zbijania szyb i cięcia pasów
 - 1x Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 - 1x Torba usztywniona pianką z kieszeniami i gumami na opatrunki wewnątrz**



Nasze apteczki posiadają odpowiednie zgłoszenia i potwierdzenia w **URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH** uprawniające do dystrybucji i sprzedaży dla aptek, firm, jak i osób indywidualnych. **Uważaj na apteczki niewiadomego pochodzenia!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: CZERWONY , OLIWKOWY